

细胞分选缓冲液

➤ 产品描述:

本品为含EDTA和胎牛血清（FBS）的无菌溶液，颜色微黄，可用作细胞分选缓冲液。

➤ 产品信息:

产品型号	产品名称	规格
RG11-102-100	细胞分选缓冲液	100 mL/瓶
RG11-102-250	细胞分选缓冲液	250 mL/瓶
RG11-102-1000	细胞分选缓冲液	1000 mL/瓶

➤ **储存与运输条件:** 2-8°C保存，有效期为6个月。

➤ 注意事项:

1. 本产品为细胞分选使用，请勿用于其他用途。
2. 使用本产品时请做好个人防护，避免直接接触本产品。
3. 本产品仅供研究使用。